

Interton GN

Interton Portfolio 2025 2026

Soluções auditivas para viver a vida em pleno



Para profissionais

Desfrute de um futuro auditivo mais brilhante

Sintonize-se com a vida em qualquer lugar com pequenos aparelhos auditivos feitos para Auracast™
Dê instantaneamente aos seus clientes a oportunidade de desfrutar de conversas e participar de outras experiências auditivas em qualquer lugar com o Interton Presto, nossa mais recente família completa de aparelhos auditivos. Nossos estilos, menores do que nunca, oferecem tecnologia revolucionária para audição em ambientes ruidosos e conectam-se ao Bluetooth® Low Energy (LE) Audio e ao áudio de transmissão Auracast, a próxima geração de tecnologia Bluetooth e de audição assistida.

Parece natural	Sente-se natural	Liga-o naturalmente
★★★★	★★★★	★★★★
- A melhor tecnologia do setor para acesso ao som ambiente, com All-access Directionality Il para uma experiência auditiva superior.¹ - Classificado entre os melhores para audição em ambientes ruidosos, graças à tecnologia Front Focus² para uma clareza excepcional² - Melhore a experiência sonora completa com a opção de recetor M&RIE³	- O menor design recarregável, equipado com a tecnologia microRIE para máxima discreção e desempenho. - Apresentando o nosso menor ITC com um microchip híbrido 39% mais pequeno ⁴ - Energia para o dia todo com uma recarga curta*	- Pronto para ligação Bluetooth Auracast com todos os dispositivos habilitados - Som mais nítido, menor latência e consumo de pilha para streaming durante todo o dia com Bluetooth® LE Audio e Auracast™⁵ - Chamadas mãos-livres para iPhone, iPad** e outros dispositivos móveis com Bluetooth 5.3 ou posterior.

RIE BTE cores

Sparkling Champagne

Gold

Graphite

Warm Grey

Bronze

Espresso

Deep Black

Intras cores

Anthracite

Light Beige

Medium Brown

Dark Brown

Carregador premium Portátil com powerbank
Compatível com microRIE

Carregador de mesa Fácil de usar
Compatível com o microRIE, 77 BTE, 88 BTE

CROS Transmitter IP160S-DRWC

CROS Transmitter BTE 88-DWC

Até 16h de bateria em ligação CROS/BICROS

Botão de pressão programável

Opções de auscultador: LP, MP e HP para combinar com o receptor no outro ouvido

TapControl

Compatível com os modelos Interton Presto RIE

Energia para todo o dia com uma única carga*

Botão de pressão programável

IP68

Compatível com os modelosInterton Presto BTE

CROS Transmitter BTE 88-DWC

CROS Transmitter BTE 88-DWC

Até 16h de bateria em ligação CROS/BICROS

Botão de pressão programável

Opções de auscultador: LP, MP e HP para combinar com o receptor no outro ouvido

TapControl

Compatível com os modelos Interton Presto RIE

Energia para todo o dia com uma única carga*

Botão de pressão programável

IP68

Compatível com os modelosInterton Presto BTE

CROS Transmitter BTE 88-DWC

CROS Transmitter BTE 88-DWC

Até 16h de bateria em ligação CROS/BICROS

Botão de pressão programável

Opções de auscultador: LP, MP e HP para combinar com o receptor no outro ouvido

TapControl

Compatível com os modelos Interton Presto RIE

Energia para todo o dia com uma única carga*

Botão de pressão programável

IP68

Compatível com os modelosInterton Presto BTE

¹ Compared to other premium brands with 4-microphone binaural beamforming or advanced noise management. Groth et al (2023)

² Enduser NPS rating data on file

³ Groth et al (2021)

⁴ Compared to legacy

⁵ Bluetooth 3LE

^{*} AI-day battery on one charge is based on average use time of 12 hours when streaming 100% of the time across all styles. Battery life can vary by use

^{**} Hands-free calls are compatible with iPhone 11 or later, iPad Pro 12.9-inch (5th generation), iPad Pro 11-inch (3rd generation), iPad Air (4th generation), iPad mini (6th generation), iPad (10th generation) or later, with software updates iOS 15.3 and iPadOS 15.3 or later.

^{***} Low Power available for ITC-DWC

Aproveite mais a vida

Desfrute da nova experiência com o Interton Move

Concebido para a vida que leva, o Interton Move oferece uma qualidade de som incrível, uma conectividade perfeita e uma poderosa opção Recarregável com tempos de recarga extremamente rápidos.

Parece natural

- ★☆☆☆ Ótima audibilidade em todas as direções em comparação com versões anteriores¹
- ★ Maior conforto auditivo com Redução de Ruído por Impulso²
- ★ Oferece uma experiência sonora sem distorção e uma gama dinâmica até 116 dB SPL³

Sente-se natural

- ★☆☆☆ Controle auditivo fácil nos aparelhos auditivos
- ★ Dias de energia e um Estilo RIE Recarregável para uso durante todo o dia
- ★ Designs à prova de intempéries para uma audição sem necessidade de manutenção

Liga-o naturalmente

- ★☆☆☆ Excelente streaming a partir de dispositivos iPhone, iPad ou Android
- ★ Controle fácil da aplicação na ponta dos dedos

Intras cores

CIC Sem conectividade



RIE BTE cores










Carregador



Carregador de Secretaria
Fácil de utilizar. Compatível com RIE 61

¹ Jespersen et al. (2017)
² Splander et al. (2019)
³ Groth (2016)


Para perda auditiva ligeira a profunda

Estilo	Funcionalidades	Intervalo de ajuste	Saída/ganho máx.
 RIE 61-DRWC Recarregável! 312 pilha RIE 61-DRW 13 pilha	• Energia todo o dia com uma carga* • Auscultadores : LP, MP, HP & UP • Botão de pressão programável e/ou comutador • Telecoil & DAI in 62 DRW • IP68		LP: 113/52 MP: 116/58 HP: 120/65 UP: 128/75
 miniBTE 65-DW 312 pilha	• Botão de pressão programável • Telecoil • IP68		BTE (open): 123/52 BTE (closed): 121/56
 BTE 70-DW 13 pilha	• Botão de pressão e comutador • Telecoil & DAI • IP68		BTE (open): 128/52 BTE (closed): 126/57
 Power BTE 80-DWH 13 pilha	• Botão de pressão e comutador • Telecoil & DAI • IP68		Power BTE: 134/73
 Super Power BTE 90-DW 6/5 pilha	• Botão de pressão e comutador • Telecoil & DAI • IP68		Super Power BTE: 141/83
 ITC-DW / ITE-DW 13 pilha - 312 pilha	• Auscultadores: MP, HP & UP • Botão de pressão programável • IP68 • Telecoil (optional)		MP: 118/50 HP: 120/60 UP: 129/70
 CIC Sem conectividade 10A pilha	• Ajuste por cabo • Auscultadores: LP, MP & HP • IP68		LP: 114/40 MP: 116/50 HP: 121/60

Auscultadores, tubos finos e olivas



Nomenclatura



Aparelhos auditivos	Auscultadores	Olivas
Interton Presto microRIE 60S Recarregável RIE 61 312 pilha RIE 62 13 pilha	SureFit3 Receivers Available in 5 lengths: 0 to 4	SureFit3 Domes
Interton Move RIE 61 312 pilha Recarregável RIE 61 312 pilha RIE 62 13 pilha	SureFit2C Receivers	
Interton Presto BTE 77 Recarregável	SureFit3 Thin Tubes	
Interton Move BTE 65 312 pilha BTE 70 13 pilha	SureFit2C Thin Tubes	*SureFit3 Domes can be used for SureFit2C receivers

Interton família de produtos		Form factors
IP	Interton Presto	Receiver-in-ear
MV	Interton Move	60S microRIE (Lithium-ion)
		61 RIE (312)
		62 RIE (13)
Auscultadores		Customs
LP	Low Power	CIC Completely-in-Canal
MP	Medium Power	ITC In-the-Canal
HP	High Power	ITE In-the-Ear
UP	Ultra Power (encased)	
MM	M&RIE (Microphone and Receiver-in-Ear)	
Additional		Behind-the-ear
D	Dual microphones	65 miniBTE
R	Receiver-in-Ear	70/77 Standard BTE
W	Conectividade	80/88 Power BTE
C	Recarregável	80/88 High Power BTE (with metal hook)
T	Telecoil	90/98 Super Power BTE
H	High Power BTE (with metal hook)	

RIE Styles

BTE Styles

Conectividade e acessórios



Dê poder aos seus clientes para assumirem o controle.

Suporta todos os aparelhos auditivos Interton (exceto os modelos CIC)



Interton Sound App

Controle total na palma da mão:
acesse os ajustes a qualquer
momento diretamente do seu
dispositivo móvel.



Remote Control

Controle na ponta dos dedos

Ofereça aos seus clientes uma experiência sonora mais clara, permitindo que eles ouçam com precisão, mesmo em ambientes ruidosos.



Multi-Mic+ e tecnologia Auracast™.
seus clientes podem ouvir conversas e discursos com clareza, mesmo em ambientes movimentados, ao usar o Interton Prestos.




Micro Mic
Para conversas individuais com máxima clareza, mesmo em ambientes ruidosos



Multi Mic
Desfrute de conversas nítidas em qualquer ambiente desafiador, com suporte à tecnologia telecoil para uma audição aprimorada.1


Deixe os seus clientes desfrutarem das chamadas telefônicas com uma clareza cristalina

Chamadas mãos-livres



Audio Bluetooth® Low Energy conectando-se sem fio a dispositivos compatíveis com Bluetooth 5.3 com o Interton Presto.

Chamadas com viva-voz para iPhone e iPad
Conectando-se sem fio a dispositivos iOS com o Interton Presto.



Chamadas por streaming

Transmissão de áudio direta a partir de dispositivos iPhone, iPad ou Android.

Proporcione uma experiência de TV aprimorada para seus clientes e eleve o entretenimento a um novo nível.



TV-Streamer+ Auracast
Tenha uma experiência sonora imersiva com o TV-Streamer+, transmitindo o áudio da TV diretamente para o Interton Presto no volume ideal.



TV Streamer 2
Para ouvir um excelente áudio de TV

Ofereça aos seus clientes suporte remoto personalizado

O Interton Remote Fitting Live, o Interton Remote Sound nos seus dispositivos móveis oferecem apoio e atendimento personalizados onde e quando os seus clientes precisarem.

Interton Remote Fitting Live

Se os seus clientes precisarem de ajuda quando estão em casa ou em viagem, pode oferecer apoio e aconselhamento remotos através de um chat de vídeo ao vivo ou de uma chamada telefónica. Esta funcionalidade está integrada no nosso software de adaptação, por isso é fácil de usar.

Tudo o que os seus clientes têm de fazer é instalar a aplicação Interton Sound nos seus dispositivos móveis iPhone ou Android™. Estudos mostram que as aplicações de atendimento remoto são convenientes e úteis para os utilizadores, além de fáceis e eficientes para os profissionais de saúde auditiva. É uma situação vantajosa para todos.

Como funciona o Interton Remote Fitting Live

- 1 Inicia uma videochamada num horário mutuamente conveniente.
- 2 O seu cliente aceita a sua chamada no aplicativo..
- 3 Pode fornecer aconselhamento em tempo real ou ajustes finos nos aparelhos auditivos dos seus clientes de acordo com as suas necessidades.


Interton Remote Fitting

Este serviço é ideal para ajustes pontuais quando seus clientes não podem vir até você. Os pedidos deles aparecerão diretamente no software de ajuste..

Seus clientes recebem uma notificação no aplicativo quando os ajustes finos estão prontos, podendo então baixá-los e instalá-los.

Check My Fit

Os seus clientes podem tirar uma selfie na orelha para verificar se estão a usar os seus aparelhos auditivos corretamente com esta divertida funcionalidade na aplicação Interton Sound.



Feature overview

[illegible]



Concentramo-nos no verdadeiro valor da audição desde 1962, quando a Interton foi fundada na Alemanha, e desde 2005, quando nos tornámos parte do Grupo GN. A GN aproxima as pessoas e combina a nossa expertise em audição, áudio e jogos num só lugar.

Explore the portfolio at interton.com

Worldwide Headquarters

GN Hearing A/S
DK-2750 Ballerup
Denmark
Tel.: +45 4575 1111
interton.com

CVR no. 55082715